









COMPARATIVA, PROGRAMAS Y CARECTERISTICAS DE GLOBUS MAGNUM	Magnum L	Magnum XL	Magnum 2500	Magnum XL PRO	Magnum 3000 PRO	Magnum 3500 PRO	Magnum 2 PRO Drive
							
USO	Básico	Básico Plus	Semi-profesional	Semi-profesional Plus	Profesional	Profesional Plus	Semi-profesional Plus
	<ul style="list-style-type: none"> •Domiciliario Fisioterapia/ Rehab.	<ul style="list-style-type: none"> •Domiciliario Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	<ul style="list-style-type: none"> •Domiciliario intenso •Profesional Fisioterapia/ Rehab.	<ul style="list-style-type: none"> •Domiciliario intenso •Profesional Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	<ul style="list-style-type: none"> •Domiciliario intenso •Profesional Fisioterapia/ Rehab.	<ul style="list-style-type: none"> •Profesional •Domicilio intenso Fisioterapia/ Rehab.	<ul style="list-style-type: none"> •Domiciliario intenso •Profesional Fisioterapia/ Rehab.
TOTAL	8	26	52	46	70	70	41
PROGRAMAS	8 Fisioterapia / Rehab.	16 Fisioterapia/ Rehab. 10 Bienestar/ Estética	36 Fisioterapia/ Rehab. 16 Diferentes frecuencias	32 Fisioterapia/ Rehab. 14 Bienestar /Estética:	67 Fisioterapia/ Rehab. 3 Nocturnos Total Body	67 Fisioterapia/ Rehab. 3 Nocturnos Total Body	41 Fisioterapia/ Rehab.
FRACTURAS	<ul style="list-style-type: none"> • Pequeñas Fracturas • Grandes Fracturas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fractura Hombro • Fractura Antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas • Fracturas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fracturas • Fractura Hombro • Fractura antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas • Fractura Escafoides • Fractura Clavícula • Fractura Pelvis • Fractura Fémur • Fractura escayola • Edema Óseo 	<ul style="list-style-type: none"> • Fracturas • Fractura Hombro • Fractura Antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas • Fractura Escafoides • Fractura Clavícula • Fractura Pelvis • Fracturas cuello del Fémur 	<ul style="list-style-type: none"> • Fracturas • Fractura Hombro • Fractura Antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas • Fractura Escafoides • Fractura Clavícula • Fractura Pelvis • Fractura Fémur • Fractura escayola • Edemas Óseos 	<ul style="list-style-type: none"> • Fracturas • Fractura Hombro • Fractura Antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas • Fractura Escafoides • Fractura Clavícula • Fractura Pelvis • Fractura Fémur • Fractura escayola • Edemas Óseos 	<ul style="list-style-type: none"> •Fracturas •Fractura escafoides •Fractura muñeca •Fracturas hombro •Fractura clavícula •Fractura antebrazo •Fractura pelvis •Fractura tibia •Fractura fémur •Retraso consolidación fracturas •Fractura con yeso •Osteonecrosis •Osteoporosis •Pseudoartrosis •Edemas óseos

COMPARATIVA, PROGRAMAS Y CARECTERISTICAS DE GLOBUS MAGNUM

	Magnum L	Magnum XL	Magnum 2500	Magnum XL PRO	Magnum 3000 PRO	Magnum 3500 PRO	Magnum 2 PRO Drive
ARTROSIS/ ARTRITIS	<ul style="list-style-type: none"> • Osteoartritis Cervical • Osteoporosis • Artrosis • Artritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Artrosis • Osteoartritis cervical • Osteoporosis • Osteoartritis mano • Osteoartritis Hombro • Osteoartritis Columna • Osteoartritis Cadera 	<ul style="list-style-type: none"> • Artrosis • Artritis • Artrosis Rodilla • Artrosis Cervical • Artrosis Mano • Artrosis Cadera • Artrosis Hombro • Artrosis Columna • Osteonecrosis • Osteoporosis 	<ul style="list-style-type: none"> • Artrosis • Artritis • Osteoporosis • Osteoartritis Rodilla • Osteoartritis Cervical • Osteoartritis Mano • Osteoartritis Cadera • Osteoartritis Hombro • Osteoartritis Columna 	<ul style="list-style-type: none"> • Artrosis • Artritis • Osteonecrosis • Osteoporosis • Artrosis Rodilla • Artrosis Cervical • Artrosis Mano • Artrosis Cadera • Artrosis Hombro • Artrosis Columna • Pseudoartritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Artrosis • Artritis • Osteonecrosis • Osteoporosis • Artrosis Rodilla • Artrosis Cervical • Artrosis Mano • Artrosis Cadera • Artrosis Hombro • Artrosis Columna • Pseudoartritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Artrosis rodilla • Artrosis cervical • Artritis • Artrosis • Artrosis mano • Artrosis cadera • Artrosis hombro • Artrosis columna
INFLAMACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Epicondilitis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tendinitis manguito rotador • Túnel Carpiano 	<ul style="list-style-type: none"> • Antiinflamatorio • Epicondilitis • Epitrocleititis • Túnel Carpiano • Tendinitis de Hombro 	<ul style="list-style-type: none"> • Manguito Rotador • Túnel Carpiano • Epicondilitis • Epitrocleititis • Tendinitis 	<ul style="list-style-type: none"> • Antiinflamatorio • Tendinitis • Epicondilitis • Epitrocleititis • Túnel Carpiano • Tendinitis Hombro 	<ul style="list-style-type: none"> • Antiinflamatorio • Tendinitis • Epicondilitis • Epitrocleititis • Túnel Carpiano • Tendinitis de Hombro 	<ul style="list-style-type: none"> • Antiinflamatorio • Epicondilitis • Epitrocleititis • Túnel carpiano • Tendinitis hombro
DOLOR	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de Espalda 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de Espalda 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de Espalda • Dolores Articulares • Algodistrofia Enf.de Sudeck 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de Espalda • Dolores Articulares 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de Espalda • Dolores Articulares • Algodistrofia Enf.de Sudeck 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de Espalda • Dolores Articulares • Algodistrofia Enf.de Sudeck 	<ul style="list-style-type: none"> • Algodistrofia – Enfermedad de Sudeck • Dolor de espalda • Dolores articulares
ORTOPEDIA			<ul style="list-style-type: none"> • Post Cirugía LCA • Lesión de Cartílago • Prótesis Rodilla • Prótesis Cadera 	<ul style="list-style-type: none"> • Post Cirugía LCA • Limpieza Cartílago • Prótesis Rodilla • Prótesis Cadera 	<ul style="list-style-type: none"> • Post Cirugía LCA • Lesión Cartílago • Prótesis Rodilla • Prótesis Cadera • Fusión Espinal • Osteotomía 	<ul style="list-style-type: none"> • Post Cirugía LCA • Lesión cartílago • Prótesis Rodilla • Prótesis Cadera • Fusión Espinal • Osteotomía 	<ul style="list-style-type: none"> • Post cirugía LCA • Lesión cartílago • Prótesis rodilla • Prótesis cadera • Fusión espinal • Osteotomía

TRAUMAS- EDEMAS/HERIDAS			<ul style="list-style-type: none"> • Esguince Tobillo • Edema óseo - Contusiones 	<ul style="list-style-type: none"> • Esguince Tobillo • Edema óseo- Contusiones 	<ul style="list-style-type: none"> • Esguince Tobillo • Edema óseo – Contusiones • Úlceras 	<ul style="list-style-type: none"> • Esguince Tobillo • Edemas óseo – Contusiones • Úlceras 	<ul style="list-style-type: none"> • Esguince Tobillo • Edemas óseo – Contusiones • Úlceras
ESTETICA/FITNESS		<ul style="list-style-type: none"> • Drenaje • Celulitis • Estados Edematosos • Piernas Hinchadas • Tratamiento arrugas • Regenerador de tejidos • Acné • Cicatrices • Arrugas Faciales • Estrías 		<ul style="list-style-type: none"> • Drenaje Abdomen • Drenaje Miembros Superiores • Drenaje glúteos y cadera • Celulitis Abdomen • Celulitis Glúteos y cadera • Estados edematosos • Piernas Hinchadas • Tratamiento Reactivador • Regeneración de tejidos • Acné • Cicatrices • Arrugas faciales • Estrías 			

	Magnum L	Magnum XL	MaGNUM 2500	Magnum XL PRO	Magnum 3000 PRO	Magnum 3500 PRO	Magnum 2 PRO Drive
PROGRAMAS NOCTURNOS	X	X	X	X	3 (15/50/75Hz)		X
Magnum Tester	X	X	SI	SI	SI	SI	SI
Batería recargable	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	SI
PROGRAMAS ABIERTOS	X	1 LIBRES	5 Libres 1 Multifrecuencia 15 Con Frecuencias preestablecidas de 10 a 200Hz	15 LIBRES	15 Libres 1 Multifrecuencia 25 Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz	10 Libres 1 Multifrecuencia 25 Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz	5 LIBRES
SALIDAS <small>Cada salida conecta 1 SOLENOIDE</small>	1	2	2 Con Función 1+1	2	2 Con Función 1+1	4 Con función 2+2	2 Con Función 1+1
SOLENOIDES INCLUIDOS	1 Solenoide Flexible 30x10cm		2 Solenoides Flexibles 30x10cm			2 Solenoides flexibles de 30x10cm 2 Solenoides Soft Single 1 Solenoide Soft 4	1 Solenoide flexibles de 30x10cm 1 Solenoide Soft 4
SOLENOIDES Y COLCHONETAS COMPATIBLES							
Solenoide Flexible 30x10cm	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solenoide Flexible 40x15cm	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solenoide Soft Single 12x12.5cm	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solenoide Rígido	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solenoide Soft 4 25x25cm	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Colchoneta MAT 100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Colchoneta TOTAL BODY 200	X	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Colchoneta TOTAL BODY 400	X	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Colchoneta TOTAL BODY 400 XP	X	X	X	X	X	SI	X
INTENSIDAD	120 Gauss Total	140 Gauss por Canal 280 Gauss Total	160 Gauss por Canal 320 Gauss Total	200 Gauss por Canal 400 Gauss Total	200 Gauss por Canal 400 Gauss Total	200 Gauss por Canal 800 Gauss Total	200 Gauss por Canal 400 Gauss Total
FRECUENCIA	5 – 200Hz						
MANUAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Instrucciones en Español de Uso y Ubicación de Solenoides						

COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS, COLCHONETAS Y SOLENOIDES



Gracias por descargar la guía de equipos de magnetoterapia Globus Magnum.

Si tienes alguna consulta acerca de qué magneto es el que mejor se adapta a tus necesidades, consúltame.

info@deporteysaludfisica.com

whatsapp 0034 683 660 886

Recuerda que al comprar tu equipo de magnetoterapia en mi tienda, tienes asesoramiento incluido:

- Programas
- Gauss
- Tiempo
- Y si es preciso, creamos el programa que necesites

Te ayudamos con tu recuperación.

<https://www.deporteysaludfisica.com/categoria-de-producto/magnetoterapia/>

Sé Feliz

Pedro García